IL MIGLIOR
TRATTAMENTO
DI LIFTING
ASSISTITO
NON CHIRURGICO
PER LE LASSITÀ
CUTANEE.

















SEGUICI SUI SOCIAL

__Pro-CliniC__

SCANNERIZZA IL QR-CODE CON LO SMARTPHONE PER ACCEDERE AL SITO

SOLO UN TRATTAMENTO. RISULTATI IMMEDIATI E DURATURI.

ENDOLIFT® È UN TRATTAMENTO
ESCLUSIVAMENTE MEDICO
ESTETICO AMBULATORIALE
DI TIPO ENDOTESSUTALE
CON MOLTEPLICI FINALITÀ:
RIMODELLAMENTO DEGLI STRATI
PROFONDI E SUPERFICIALI
DELLA PELLE, RASSODAMENTO,
RETRAZIONE DEI SETTI
CONNETTIVALI, STIMOLAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI COLLAGENE
E, QUANDO NECESSARIO,
RIDUZIONE DEL GRASSO
IN ECCESSO.

Endolift® utilizza delle specifiche micro-fibre ottiche FTF Eufoton® (FIBER-TO FIBER), poco più grandi di un capello, che penetrano facilmente la pelle, senza dover ricorrere ad incisioni o anestetici locali, e trasmettono, direttamente nell'ipoderma superficiale, l'energia laser, creando dei micro-tunnel orientati lungo i vettori anti-gravitazionali. Al termine del trattamento, le fibre monouso sono rimosse.

L'energia laser favorisce lo skin tightening e la retrazione cutanea con una riduzione della pelle lassa, grazie all'attivazione della neo-collagenesi e delle funzioni metaboliche all'interno della matrice extra-cellulare, dovute all'interazione selettiva della lunghezza d'onda 1470 nm con acqua e grasso corporei.

Lo skin tightening creato da Endolift® è strettamente legato alla selettività del laser impiegato ovvero all'interazione specifica della lunghezza d'onda che colpisce in modo esclusivo due target primari presenti nel corpo umano: l'acqua ed il grasso.

Endolift® è una procedura laser minimamente invasiva che utilizza l'ultimo laser Eufoton® LASEmaR® 1500 (certificato e approvato dalla FDA americana per la liposuzione laser assistita).



LASEMAR1500



Endolift® non causa alcun tipo di dolore legato a incisioni o suture cutanee e non richiede assolutamente un periodo di convalescenza. Il paziente può, infatti, tornare a svolgere il proprio lavoro e le normali attività immediatamente. I risultati di Endolift® sono sia immediati sia a lungo termine e continuano a migliorare nei mesi successivi al trattamento, via via che il nuovo collagene si forma negli strati più profondi della pelle.



RESURFACING FRAZIONALE NON ABLATIVO

I risultati di **Endolift**® sono esaltati dall'associazione con il trattamento di resurfacing frazionale non ablativo, che crea una sinergia terapeutica di *skin tightening* definita "sandwich". Il trattamento avviene mediante la creazione di micro colonne - MTZ (micro thermal zone) separate da tessuto sano, in modo da limitare i tempi di recupero ed evitare lunghi periodi di convalescenza.

Indicato per ridurre ed eliminare rughe, cicatrici, smagliature, cicatrici chirurgiche ed acneiche, lesioni pigmentate/senili, skin tightening e resurfacing superficiale.



LIPOLISI E LIPOSCULTURA LASER ASSISTITA

LASEmaR® 1500 attraverso la modifica dei programmi si può trasformare nello strumento ideale per eseguire la lipolisi laser assistita anche mediante l'utilizzo di microcannule dedicate ad interventi di liposcultura laser.

Eufoton® presenta due tipi di manipoli, con suzione o senza suzione ove le cannule sono disponibili con differenti forme e calibri, a seconda dell'area da trattare. Le putte delle microcannule possono presentare all'estremità un foro, oppure tre fori (Mercedes) a seconda del modello di fibra impiegata (lineare o radiale).



INTERNO COSCIA



SISTEMA FTF® - MICROFIBRE ENDOLIFT®

Le **micro fibre ottiche Endolift**® (FTF) sono disponibili in versione frontale e radiale.





Calibri disponibili: 200, 300, 400 e 600 micron.

VISO

CORPO

OCCHIO prima/dopo





AREA PERIOMBELICALE prima/dopo





MENTO prima/dopo





GLUTEO prima/dopo





CONTORNO MANDIBOLARE prima/dopo





GINOCCHIO prima/dopo





VOLTO prima/dopo





CAVIGLIA prima/dopo















SEGUICI SUI SOCIAL

__Pro-CliniC__

SCANNERIZZA IL QR-CODE CON LO SMARTPHONE PER ACCEDERE AL SITO



